




HOSPITAL LOGISTIK OG SENGE HÅNDTERING

Som ansvarlig for hospitalets sengelogistik kender du udfordringerne ved manglende overblik over hospitalseng.

- Hvor er de ledige senge?
- Hvilke madrasser er i hvilke senge?
- Er de klar til brug inden for servicedatoen?

Disse udfordringer skaber flaskehalse i patientflowet.

Optimering af sengelogistik

- Nemt og effektivt
- Med Lyngsoe X-Tracking™ får du en løsning, der sikrer fuldt overblik i realtid over hver sengs placering og status.
- Find ledige senge hurtigt og nemt.
- Optimer sengens cirkulation og reducer ventetid.
- Overvåg og dokumentér rengørings- og vedligeholdelsesprocesser automatisk.

Ved hjælp af Stregkode eller RFID-teknologi placeres tags på hver seng, som ubesværet integreres i hospitalets daglige arbejdsgange.

Dette giver dig den synlighed, du har brug for til at træffe datadrevne beslutninger og sikre effektive processer.

Løsningen med Lyngsoe X-Tracking™

Med Lyngsoe X-Tracking™ opdateres hver sengs placering og status automatisk via scanning med enten RFID-tags eller stregkoder. Systemet tilbyder to intuitive løsninger, der begge gør det let at holde styr på sengelogistikken:

- X-Tracking™ Web App
- X-Tracking™ HHT Android App

"Implementeringen af Lyngsoe X-Tracking™ har givet os fuld gennemsigtighed i vores sengelogistik. Vi kan nu præcist spore hver sengs position og optimere processerne, hvilket har forbedret både kvalitet og effektivitet i vores daglige drift."

– Ernst Eder, MSc, Projektleder,
Universitetshospitalet i Innsbruck, Østrig.



Brug af X-Tracking™ Web App

I Web App'en kan brugeren:

- Benytte "Simple Search" til at finde en bestemt seng ved at indtaste en del af dens identifikations- eller udstyrsnummer.
- Få overblik over sengens status, placering og notifikationer, så det sikres, at sengen er klar til brug.
- Gennemgå "Event Trace" for at se en detaljeret historik over, hvor sengen er blevet registreret, om den er blevet rengjort, og hvornår det senest er sket.

Brug af X-Tracking™ HHT Android App

Android App'en gør det nemt at scanne GS1-stregkoden på en seng og få øjeblikkelig adgang til:

- Asset Details, som viser sengens status, placering og eventuelle notifikationer.
- Information om, hvorvidt sengen er klar til brug, eller om den skal serviceres eller rengøres.

Fordele ved Lyngsoe X-Tracking™

Lyngsoe X-Tracking™ understøtter det kliniske og logistiske personale ved:

- Sikre, at sengene er rene, klar til brug og inden for servicedatoen.
- Identificere senge, der kræver rengøring eller service, og effektivisere processen for deres transport til rengøringsfaciliteterne.
- Forbedre kvalitetskontrol og sikre compliance med hospitalets procedurer.

Hør mere?

Kontakt os for yderligere information på:

Tlf 9698 0980

E-mail: sales@lyngsoesystems.com

Projektfaser i en implementering

